

ARTICULATION

LASER PHOTONS TERAPÉUTICO

MASAJE ARTICULACIONES POR ONDULACIÓN

PRESOTERAPIA PROFESIONAL



10 YEARS WARRANTY
3+7
 YEARS WARRANTY

En **Abantera** confiamos tanto en nuestros productos que cubrimos hasta 10 años de garantía. Las garantías son de 3 años ampliables a 7 años, un total de 10.



La Presoterapia Profesional de Rodillas, Codos y Hombros combinada con Termoterapia por Infrarrojos de última generación, aplica presiones de aire sobre las articulaciones, favoreciendo así el drenaje linfático, mejorando el tono muscular, la movilidad de las articulaciones, eliminando dolores e inflamación de las mismas, estimulando el sistema inmunológico y mejorando en más de un 90% posibles recaídas, incluyendo las crónicas, dando una sensación placentera al usuario en cualquiera de los modos de masaje.

MA-AX88

Professional pressotherapy

INFRARED BY LED PHOTONS AND ELECTROSTIMULATION



6 MODOS DE MASAJE Profesional:

- Modo Laser Photons, Modo Ondulación, Modo Presoterapia Profesional, Modo Electroestimulación Muscular, Modo Termoterapia, Modo Combinado
- 26 Niveles de intensidad en cualquier Modo de Masaje
- 3 Niveles de Intensidad Termoterapia efecto Calor



www.abantera.com

ONDULACIÓN PROFESIONAL



ARTICULATION

LASER PHOTONS TERAPÉUTICO

MASAJE ARTICULACIONES POR ONDULACIÓN

PRESOTERAPIA PROFESIONAL



MA-AX88

LÁSER TERAPÉUTICO ARTICULACIONES

TERMOTERAPIA POR INFRARROJOS

ELECTROESTIMULACIÓN MUSCULAR

El innovador sistema de **Masaje por Ondulación** combinado con Termoterapia efecto calor, disminuye la fatiga muscular y articular, estimulando los ligamentos internos y favoreciendo una mayor relajación en la zona muscular a tratar; mejorando la calidad de la movilidad, debido a la eliminación de estrés de la zona.

Design by **ABANTERA**
 DESIGN AND FUTURE



Incorpora Láser Profesional para Rodillas, Codos y Hombros "Semiconductor Láser (640-650nm, 5mW máx. y del LED)" que unido al Sistema de Termoterapia y Masaje Terapéutico fortalece y descontractura, aliviando la tensión muscular, rigidez o calambres, aportando una sensación muscular placentera y revitalizadora.

ROHS CE FC NOM UK CA compliant

ARTICULATION

LASER PHOTONS TERAPÉUTICO
MASAJE ARTICULACIONES POR ONDULACIÓN
PRESOTERAPIA PROFESIONAL

Todas las ventajas



Láser profesional (640-650nm, 5mW máx. y del LED)

Incorpora Láser Profesional para Rodillas, Codos y Hombros "Semiconductor Láser (640-650nm, 5mW máx. y del LED)" que unido al Sistema de Termoterapia y Masaje Terapéutico fortalece y descontractura, aliviando la tensión muscular, rigidez o calambres, aportando una sensación muscular placentera y revitalizadora.



Innovador masaje por Ondulación

El innovador sistema de Masaje por Ondulación combinado con Termoterapia efecto calor, disminuye la fatiga muscular y articular, estimulando los ligamentos internos y favoreciendo una mayor relajación en la zona muscular a tratar, mejorando la calidad de la movilidad debido a la eliminación de estrés de la zona.



Presoterapia profesional

La Presoterapia Profesional aplica presiones de aire sobre los tejidos favoreciendo el drenaje linfático. Mejora el tono muscular y facial, estimulando el sistema inmunológico, dando una sensación placentera al usuario en cualquiera de los modos de masaje.



Electroestimulación muscular

Aporta una mayor activación muscular y por tanto, un aumento de la fuerza y masa muscular de las zonas tratadas, minimiza el riesgo de lesiones, mejora la vascularización y capilarización del tejido tratado.



Termoterapia efecto calor por Infrarrojos

Efecto sedante y relajante, elimina contracturas musculares, mejora el Sistema Inmunológico siendo un efectivo vasodilatador, preparando así la zona afectada antes de la aplicación de la Presoterapia Profesional o Masaje por Ondulación.



26 Niveles de intensidad

Dispone de 26 niveles de intensidad para los 6 Modos de Masaje, pudiendo así elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.



Almohadillas Extra-Acolchadas tacto suave

Incorpora almohadillas Extra-Acolchadas con terminación en tacto suave para la protección y comodidad de las rodillas, codos y hombros.



www.abantera.com



MODOS Y NIVELES DE LÁSER PHOTONS Y PRESOTERAPIA CON ONDULACIÓN

Láser, Presoterapia, Ondulación y Electroestimulación sin Termoterapia

- Masaje Laser Photons, Masaje Ondulación, Masaje Presoterapia Profesional, Masaje Electroestimulación Muscular, Masaje Termoterapia, Masaje Combinado.
- Niveles de 1 a 26

4-5 horas



ARTICULATION MASSAGER

Láser, Presoterapia, Ondulación y Electroestimulación con Termoterapia

- Masaje Laser Photons, Masaje Ondulación, Masaje Presoterapia Profesional, Masaje Electroestimulación Muscular, Masaje Termoterapia, Masaje Combinado.
- Niveles de 1 a 26

50 minutos a 1 hora



ARTICULATION MASSAGER

Cuando se utiliza por primera vez, puede indicar que la batería está baja. Cargue el masajeador antes de utilizarlo.



Design by ABANTERA DESIGN AND FUTURE

ARTICULATION

LASER PHOTONS TERAPÉUTICO
MASAJE ARTICULACIONES POR ONDULACIÓN
PRESOTERAPIA PROFESIONAL



MA-A88
LÁSER TERAPÉUTICO ARTICULACIONES
TERMOTERAPIA POR INFRARROJOS
ELECTROESTIMULACIÓN MUSCULAR

ONDULACIÓN PROFESIONAL



Electro Estimulación Muscular
New Intelligent Beauty



ARTICULATION

LASER PHOTONS TERAPÉUTICO
MASAJE ARTICULACIONES POR ONDULACIÓN
PRESOTERAPIA PROFESIONAL



www.abantera.com
DESIGNED IN SPAIN BY ABANTERA TO BE ASSEMBLED IN CHINA

